

### Aquacel Foam pansement hydrocellulaire - Convatec

Pour les plaies chroniques (ulcères, escarres...) et aiguës (lacérations, abrasions...), faiblement à modérément exsudatives.

Optimise la cicatrisation grâce à la technologie Hydrofiber (gélification du pansement au contact des exsudats d'où maintien d'un environnement humide favorable à la cicatrisation).

- Structure souple, douce,
- Conformable,
- Indolore au port et à l'ablation,
- Silicone uniquement sur les bords,
- N'adhère pas au lit de la plaie,
- Pose de 1 à 7 jours,
- Découpable et imperméable.
- Adhésif ou non adhésif.

Son mode d'absorption verticale évite la diffusion des exsudats sur la peau péri-lésionnelle et prévient ainsi la macération sur les berges.

Composé :

- d'une couche externe en polyuréthane avec adhésif en acrylique,
- d'une compresse multicouches (mousse de polyuréthane, couche de polyamide, couche hydrofibre constituée de carboxyméthylcellulose de sodium),
- Bordure adhésive en silicone et film de polyuréthane (pour la version adhésive).

Peut être utilisé comme pansement primaire ou secondaire.

Conditionné sous emballage individuel stérile.

Boîte de 10 ou 16 pansements, dans différentes tailles.

Matériel médical CE 0086.

