

### Tensiomètre bras électronique BP 101 U Compact Robemed

Conçu pour la mobilité, Robé Médical vous propose ce tensiomètre compact et léger avec large écran.

Taille réduite, faible encombrement, adapté aux déplacements, pour professionnel et particulier.

Brassard souple convenant aux tailles de bras moyennes à larges.

Assure un résultat précis et fiable grâce à un dégonflage à débit constant contrôlé électroniquement.

Indicateur d'arythmie, bargraphe indiquant le seuil d'hypertension.

Calcul de la moyenne des 3 dernières mesures par simple pression sur le bouton mémoire.



- Ecran LCD 43 x 53 mm.
- Brassard adulte souple de 22 à 36 cm.
- Mémoire 1 utilisateur: 90 dernières mesures.
- Moyenne des 3 dernières mesures.
- Indicateur d'arythmie (IHB).
- Affichage de la pression systolique, diastolique, du pouls, de la date et l'heure.
- Plage de mesure tension artérielle : 0-299 mmHg.
- Précision : +/- 3 mmHg.
- Plage de mesure pouls : 40- 180 bpm.
- Précision : +/- 5%.
- Arrêt automatique après 2 minutes d'inactivité.
- Fonctionne avec 3 piles AA (incluses).

Conformes aux normes IEC 80601-2-30, EN 1060-3 (Tensiomètres non invasifs), EC 60601-1-2:2007 (Electromagnétique)

#### En option brassard adulte Extra large de 22 à 48 cm.

Dimensions : L 113 x l 70 x H 23 mm.

Poids : 177g (avec les piles).

Livré complet avec 3 piles AA et notice d'utilisation en Français.

Garantie 3 ans.

Matériel Médical CE.