



Tensiomètre manopaire anéroïde Durashock DS58 Welch Allyn

Tensiomètre anéroïde cadran 6.5 cm, brassard 25-34 cm, dégonflage valve à vis - Etalonnage garanti à vie

Le tensiomètre manopaire Durashock DS58 est un outil pour les professionnels de la santé à la recherche d'une précision inégalée. Avec sa conception technique, ce tensiomètre répond aux besoins des médecins les plus exigeants.

Caractéristiques principales :

- Résistant aux chocs
- Étalonnage garanti à vie
- Facile à manipuler
- Brassard lavable et décontaminable
- Flexibilité de taille : Compatible avec 8 tailles de brassard différentes disponible sur notre site
- Sans latex

Contenu de l'emballage :

- 1 Tensiomètre
- 1 Brassard adulte (25-34 cm)
- 1 Étui de rangement

Caractéristiques techniques :

Méthode de mesure : auscultatoire / manuelle

Type : manopaire

Plage de mesure de la pression artérielle : 0 à 300 mmHg (précision +/- 3 mmHg)

Diamètre cadran : 6.5 cm

Graduation : 2 mmHg

Matière du brassard : nylon

Taille du brassard : 25.3 - 34.3 cm

Garantie : 2 ans

Robé Médical 26 Rue des Ponceés 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont

Demande d'information: info-produit@robe-medical.com

Matériel médical CE de classe Im